

Поликлональные Антитела Против Slc27A6 Для Ihc-P, Elisa - Q9Y2P4

Артикул: CM0021963

введение

Кроличы поликлональные антитела к SLC27A6 / FATP6 для применения в IHC-P и ELISA. Обнаруживают человеческий и мышиный SLC27A6, транспортер длинноцепочечных жирных кислот и лигазу ацил-КоА, 70 кДа. Идеальны для исследований сердца, плаценты и надпочечников.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SLC27A6 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	SLC27A6; ACSVL2; FACVL2; FATP6; VLCS-H1; solute carrier family 27 member 6
Вид	Человек
GeneID	28965
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 506-600 человеческого SLC27A6 (NP_054750.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9Y2P4
Молекулярный вес белка	70кДа
Доставка	Сумка со льдом