

Поликлональное Антитело К Slc27A6 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Y2P4

Артикул: CM0026434

введение

Кроличье поликлональное антитело к SLC27A6 (FATP6), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с белком человека и мыши. Используется в исследованиях транспорта и метаболизма жирных кислот. UniProt Q9Y2P4.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SLC27A6 Кроличье pAb
Примечания/Алиасы	FATP6; ACSVL2; FACVL2; VLCS-H1; SLC27A6
Вид	Человек
GeneID (Человек)	28965
GeneID	28965
Иммуноген	Рекомбинантный белок; Рекомбинантный слитый белок, содержащий аминокислоты 370-619 человеческого SLC27A6 (NP_054750.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9Y2P4
Молекулярная масса белка	70 кДа
Условия доставки	В сумке-холодильнике