

Кроличья Поликлональная Антитело К Slc28A2 Для Wb И Ифа - O43868

Артикул: CM0022982

введение

Кроличья поликлональная антитело к человеческому SLC28A2 (CNT2), подходящая для Вестерн-блоттинга и ИФА. Валидирована для человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований транспорта пуриновых нуклеозидов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SLC28A2 кроличья поликлональная антитело
Примечания/Альтернативные названия	CNT2, HCNT2, SPNT1, HsT17153, SLC28A2
Вид	Человек
ID гена (человек)	9153
ID гена	9153
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 350-450 человеческого SLC28A2 (NP_004203.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O43868
Молекулярная масса белка	72 кДа
Доставка	Холодильный пакет