


Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Slc29A1 Для Wb, Elisa - Q99808

Артикул: CM0016086



введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого SLC29A1/ENT1, валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально подходит для исследований транспорта нуклеозидов и равновесных транспортеров.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SLC29A1 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	AUG; ENT1; SLC29A1
Вид	Человек
GeneID (человек)	2030
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 200-300 человеческого SLC29A1 (NP_001071645.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекры́стная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	Q99808
Молекулярная масса белка	50 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом