

Антитело Кролика Поликлональное Против Slc2A13 Для Wb, Elisa - Q96Qe2

Артикул: CM0030728

введение

Поликлональное антитело кролика против SLC2A13 (HMIT), протон-зависимого котранспортера мио-инозитола, валидированное для WB и ELISA. Реагирует с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Для исследований в нейронауке и изучении транспортных белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SLC2A13 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	HMIT; SLC2A13
Вид	Человек
GeneID (Человек)	114134
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 564-648 человеческого SLC2A13 (NP_443117.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96QE2
Молекулярный вес белка	70кДа
Доставка	Сумка со льдом