

Поликлональные Антитела Против Slc2A4Rg Для Вб, Ифа - Q9Nr83

Артикул: CM0022053



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против SLC2A4RG для вестерн-блоттинга и ИФА с перекрестной реактивностью к мышинному белку. Идеально подходят для изучения механизмов регуляции гена GLUT4 и болезни Хантингтона.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SLC2A4RG кроличьи пАт
Примечания/алиасы	GEF; HDBP1; HDBP-1; Si-1-2; Si-1-2-19; SLC2A4RG
Вид	Человек
GeneID (человек)	56731
GeneID	56731
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 100-200 человеческого SLC2A4RG (NP_064446.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q9NR83
Молекулярная масса белка	41 кДа
Доставка	Холодовой пакет