


Кроличье Поликлональное Антитело Против Slc2A9 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Nrm0

Артикул: CM0017306



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на SLC2A9 (GLUT9/URATv1) — высокочувствительный транспортер уратов. Подходит для применения в Вестерн-блоттинге (WB) и ИФА (ELISA), обладает перекрестной реактивностью с белками мыши и крысы. Идеально для исследований транспорта уратов, функции почек и метаболических нарушений.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против SLC2A9
Примечания/Альтернативные названия	GLUT9; GLUTX; UAQTL2; URATv1; SLC2A9
Вид	Человек
GeneID (человек)	56606
GeneID	56606
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 429-529 белка SLC2A9 человека (NP_064425.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q9NRM0
Молекулярная масса белка	59 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом