


Поликлональные Антитела Против Slc30A1 Для Вб, Игх-П, Ифа - Q9Y6M5

Артикул: CM0025046



введение

Кроличьи поликлоральные антитела к SLC30A1/цинковому транспортеру 1 для Вестерн-блота, иммуногистохимии на парафиновых срезах и ИФА, реагируют с антигенами человека, мыши и крысы. Исследование транспорта цинка/кальция, купроптоза и защиты от притока тяжелых металлов. Оптимизированы для исследовательского использования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SLC30A1 кроличьи поликлональные антитела
Примечания/Синонимы	ZNT1; ZRC1; SLC30A1
Вид антигена	Человек
ИД гена	7779
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 328-507 SLC30A1 человека (NP_067017.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y6M5
Молекулярная масса белка	55 кДа
Доставка	Хладоэлемент