

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Slc30A6 (Переносчик Цинка 6) Для Wb И Elisa — Q6Nxt4

Артикул: CM0017952

введение

Поликлональное кроличье антитело, нацеленное на человеческий SLC30A6 (ZNT6), валидированное для вестерн-блоттинга (WB) и ELISA. Определяет переносчик цинка 6 человека, мыши и крысы с расчетной молекулярной массой 51 кДа. Подходит для исследований гомеостаза цинка и секреторного пути.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SLC30A6 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	ZNT6; MST103; MSTP103; SLC30A6
Вид	Человек
GeneID (человек)	55676
GeneID	55676
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 252–461 человеческого SLC30A6 (NP_060434.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q6NXT4
Молекулярная масса белка	51 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом