

Поликлональные Антитела Против Slc31A1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - O15431

Артикул: CM0017400



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого SLC31A1 (CTR1, медь-транспортер 1). Валидированы для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA) с перекрестной реактивностью на человека и мышь. Идеально подходят для исследований метаболизма меди.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SLC31A1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	CTR1; NSCT; COPT1; SLC31A1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1317
ID гена	1317
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-60 человеческого SLC31A1 (NP_001850.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O15431
Молекулярный вес белка	21 кДа
Доставка	Сумка-холодозащитный элемент