

Поликлональное Антитело Anti-Slc31A2 Для Wb, Elisa — 015432

Артикул: CM0020058

введение

Кроличье поликлональное антитело против Slc31a2 мыши (медный транспортер CTR2). Валидировано для вестерн-блоттинга (WB) и ELISA. Идеально подходит для исследований транспорта меди. SWISS человека: 015432.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Slc31a2 Rabbit pAb
Примечания/синоним	CTR2; Slc31a2
Вид	Мышь
GeneID (человек)	1318
GeneID	20530
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 Slc31a2 мыши (NP_001277447.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	015432
Молекулярная масса белка	16 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом