

Кроличья Поликлональная Антитела Против Slc32A1 Для Вестерн-Блоттинга - Q9H598

Артикул: CM0028051

введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого SLC32A1 (VGAT/VIAAT), подходящие для Вестерн-блоттинга и ИФА с перекрестной реактивностью к мышинному и крысиному белкам. Идеальны для изучения ингибиторной нейротрансмиссии и загрузки синаптических везикул.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SLC32A1 Кроличьи пАт
Примечания/Альтернативные названия	VGAT, VIAAT, SLC32A1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	140679
GeneID	140679
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-525 человеческого SLC32A1 (Q9H598)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9H598
Молекулярная масса белка	57 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом