

Поликлональное Антитело Против Slc32A1/Vgat Для Вестерн-Блота И Ифа - Q9H598

Артикул: CM0014578

введение

Кроличье поликлональное антитело к SLC32A1/VGAT, валидированное для Вестерн-блота и ИФА, распознающее везикулярный ингибиторный аминокислотный транспортер человека, мыши и крысы. Подходит для исследований ингибиторной нейротрансмиссии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к SLC32A1
Примечания/Альтернативные названия	VGAT; VIAAT; SLC32A1
Вид	Человек
ID гена (человек)	140679
ID гена	140679
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-120 человеческого SLC32A1 (NP_542119.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блот (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9H598
Молекулярная масса белка	57 кДа
Доставка	С охлаждающим элементом