

## Поликлональные Антитела К Anti-Slc34A1 Для Wb, Elisa - Q06495

Артикул: CM0027617

### введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому SLC34A1 (NaPi-2a), валидированные для WB и ELISA. Обнаруживают человеческий, мышинный и крысиный SLC34A1. Идеально подходят для изучения транспорта фосфата в мембранах щеточной каймы почек.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                                    |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | SLC34A1 Rabbit pAb                                                                                                                                          |
| Примечания/Псевдоним      | NPT2; FRTS2; SLC11; HClNF2; NAPI-3; NPTIIa; NPHLOP1; SLC17A2; SLC34A1                                                                                       |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                                     |
| GeneID (человек)          | 6569                                                                                                                                                        |
| GeneID                    | 6569                                                                                                                                                        |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 562-639 человеческого SLC34A1 (NP_003043.3). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                                      |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                                                     |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                                                                   |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                                        |
| SWISS                     | Q06495                                                                                                                                                      |
| Молекулярный вес белка    | 69кДа                                                                                                                                                       |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                                                                                              |