

Кроличыи Поликлональные Антитела Против Slc34A1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q06495

Артикул: CM0018377

введение

Кроличыи поликлональные антитела против SLC34A1 (NaPi-2a), валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Обнаруживают почечный натрий-фосфатный котранспортер человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований транспорта фосфата и заболеваний почек.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SLC34A1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	NPT2; FRTS2; SLC11; HCINF2; NAPI-3; NPTIIa; NPHLOP1; SLC17A2; SLC34A1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6569
ID гена	6569
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 562-639 человеческого SLC34A1 (NP_003043.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q06495
Молекулярный вес белка	69кДа
Доставка	В ледяном пакете