

Поликлональные Антитела К Slc34A2 Для Wb И Elisa - 095436

Артикул: CM0026088

введение

Кроличьи поликлональные антитела к SLC34A2, валидированные для вестерн-блоттинга (WB) и ELISA, реагирующие с образцами человека, мыши и крысы. Подходят для исследования натрий-зависимого транспорта фосфатов в альвеолярных клетках II типа легких.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к SLC34A2
Примечания/Синонимы	PULAM; NPTIIb; NaPi2b; NAPI-3B; NAPI-IIb; SLC34A2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10568
GeneID	10568
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 234-362 SLC34A2 человека (NP_001171469.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	095436
Молекулярная масса белка	76 кДа
Условия транспортировки	Ледяной пакет