

Кроличья Поликлональная Антитело К Slc34A3 Для Wb/Elisa - Q8N130

Артикул: CM0018151

введение

Кроличья поликлональная антитела к человеческому SLC34A3 (NaPi-2c, NPT2C), валидированная для Вестерн-блота и ELISA. Реагирует с образцами почек человека, мыши и крысы. Полезна для исследований транспорта фосфата почками и наследственной гипофосфатемической рахита с гиперкальциурией.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	SLC34A3 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	NHRH; NPT2C; NPTIIC; SLC34A3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	142680
GeneID	142680
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-117 человеческого SLC34A3 (NP_543153.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8N130
Молекулярная масса белка	64 кДа
Доставка	Холодовая упаковка с льдом