

Поликлональное Антитело Кролика Против Slc35A1 Для Вб, Ифа - P78382

Артикул: CM0014369

введение

Поликлональное антитело кролика, направленное против человеческого SLC35A1 (транспортёр ЦМФ-сиаловой кислоты). Валидировано для ВБ и ИФА; перекрестно реагирует с человеческим и мышинным белком. Подходит для исследований гликозилирования и транспорта через аппарат Гольджи.

[Узнать больше](#)

Спецификация	Детали
Название продукта	SLC35A1 Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	CST; hCST; CDG2F; CMPST; SLC35A1
Вид	Человек
ID гена (человек)	10559
ID гена	10559
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-100 человеческого SLC35A1 (NP_006407.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P78382
Молекулярная масса белка	37 кДа
Доставка	С аккумулятором холода