

Поликлональные Антитела Против Slc35D3 Для Wb И Elisa — Q5M8T2

Артикул: CM0023235

введение

Кроличы поликлональные антитела к SLC35D3 (ID гена: 340146), валидированные для вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Обнаруживают человеческий SLC35D3 — вероятный транспортер UDP-глюкозы, участвующий в функционировании синаптических везикул и аутофагии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SLC35D3 кроличы пАт
Примечания/алиасы	FRCL1; SLC35D3
Вид	Человек
ID гена (человек)	340146
ID гена	340146
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 310–390 человеческого SLC35D3 (NP_001008783.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q5M8T2
Молекулярная масса белка	44 кДа
Доставка	Сумка-холодильник