


Поликлональное Антитело К Slc37A4 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-Парафиновых Срезов, Ифа - O43826

Артикул: CM0017048



введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий белок SLC37A4 (G6PT), для Вестерн-блоттинга, ИГХ-парафиновых срезов и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белками. Подходит для исследований гомеостаза глюкозы и гликогеновых болезней накопления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SLC37A4 Кроличье pAb
Примечания/Синонимы	G6PT; SPX4; CDG2W; G6PT1; G6PT2; G6PT3; GSD1b; GSD1c; GSD1d; TRG19; TRG-19; PRO0685; SLC37A4
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2542
GeneID	2542
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 330-429 человеческого белка SLC37A4 (NP_001458.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-парафиновые срезы, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O43826
Молекулярная масса белка	46 кДа
Доставка	В пакете со льдом