

Поликлональные Антитела Против Slc39A11 Для Вб, Игг-П, Ифа — Q8Bwy7

Артикул: CM0021302

введение

Высококачественные кроличьи поликлоны против мышинного белка Slc39a11 (ZIP-11) — цинкового транспортера. Валидированы для вестерн-блота, иммуногистохимии и ИФА. Проявляют перекрестную реакцию с человеческим и крысиным гомологами. Идеально подходят для исследования гомеостаза металлических ионов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Slc39a11, кроличьи пАт
Примечания/Алиасы	ZIP-11; 1810074D23Rik; Slc39a11
Вид антигена	Мышь
GeneID	69806
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, соответствующий аминокислотным остаткам 101-174 мышинного Slc39a11 (NP_001159975.1).
Источник продуцирования	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГГ-П, ИФА
Перекрестная реакция	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8BWY7
Молекулярная масса белка	35кДа
Условия транспортировки	Холодоэлемент