

Поликлональные Антитела Против Slc39A2 Для Wb, Elisa - Q9NP94

Артикул: CM0021225

введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого SLC39A2 (ZIP2), валидированные для WB и ELISA с перекрестной реактивностью на крысу. Подходят для изучения транспорта цинка и исследований дифференцировки кератиноцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SLC39A2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	6A1; ZIP2; ETI-1; ZIP-2; SLC39A2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	29986
GeneID	29986
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого SLC39A2 (NP_055394.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	Q9NP94
Молекулярный вес белка	33кДа
Доставка	Ледяной пакет