

Поликлональные Антитела Против Slc39A4 Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q6P5W5

Артикул: CM0028349

введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому SLC39A4 (ZIP4), валидированные для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ИФА (ELISA). Реагируют с белками мыши и крысы. Цинковый транспортер, необходимый для поглощения цинка из пищи; идеально подходят для исследований метаболизма цинка.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SLC39A4 кроличьи пАб
Примечания/Альтернативные названия	AEZ; ZIP4; AWMS2; SLC39A4
Вид	Человек
ID гена	55630
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 23-327 человеческого SLC39A4 (NP_570901.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q6P5W5
Молекулярная масса белка	68 кДа
Доставка	Холодовая упаковка