

Поликлональные Антитела Против Slc39A6 Для Вестерн-Блота, Ифа — Q13433

Артикул: CM0025608

введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому SLC39A6 (ZIP6/LIV-1), цинковому транспортеру, участвующему в ЭМП. Валидированы для Вестерн-блота (85 кДа) и ИФА. Реагируют с мышиными и крысиными гомологами. Идеально подходят для исследований в области онкологии, иммунологии и гомеостаза цинка.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SLC39A6 кроличья пАт
Примечания/алиасы	LIV1; ZIP6; LIV-1; SLC39A6
Вид	Человек
GeneID	25800
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 170–320 человеческого SLC39A6 (NP_001092876.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13433
Молекулярная масса белка	85кДа
Доставка	Холодильный пакет