

Антитело Кролика Поликлональное Против Slc39A7 (Zip7) Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q92504

Артикул: CM0029798



введение

Поликлональное антитело кролика, направленное против SLC39A7 (ZIP7), транспортного белка цинка ЭПР/аппарата Гольджи, который играет критическую роль в гомеостазе цинка, развитии В-клеток и клеточной сигнализации. Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA) на образцах человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SLC39A7 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	KE4; AGM9; HKE4; ZIP7; RING5; H2-KE4; D6S115E; D6S2244E; SLC39A7
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7922
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 235-380 человеческого SLC39A7 (NP_008910.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q92504
Молекулярный вес белка	50кДа
Доставка	Сумка со льдом