

Кроличьи Поликлональные Антитела Против Slc39A8 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q9C0K1

Артикул: CM0024087

введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого SLC39A8 (ZIP8), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА с перекрестной реактивностью на крысу. Подходят для изучения транспорта цинка/марганца, иммунорегуляции и гомеостаза металлов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SLC39A8 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	ZIP8; CDG2N; PP3105; BIGM103; LZT-Hs6; SLC39A8
Вид	Человек
GeneID (Человек)	64116
GeneID	64116
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-100 человеческого SLC39A8 (NP_071437.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q9C0K1
Молекулярный вес белка	50кДа
Доставка	Сумка со льдом