


Кроличья Поликлональная Антитело К Slc3A1 Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q07837

Артикул: CM0028249



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело к человеческому SLC3A1, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и иммуноферментного анализа (ELISA). Обнаруживает эндогенный уровень белка у человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований транспорта аминокислот и заболеваний почек.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SLC3A1 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	D2H; ATR1; NBAT; RBAT; CSNU1; SLC3A1
Вид	Человек
ID гена (человек)	6519
ID гена	6519
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 416-685 человеческого SLC3A1 (NP_000332.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q07837
Молекулярная масса белка	79 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом