


Кроличья Поликлональная Антитело Против Slc3A2/Cd98Hc Для Вб, Ифа - P08195

Артикул: CM0024124



введение

Кроличья поликлональная антитело, нацеленная на SLC3A2/CD98hc, подходит для Вестерн-блоттинга (ВБ) и ИФА. Перекрестно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследования транспорта аминокислот, сигналинга интегринов и проникновения вирусов.

[Узнать больше](#)

Название продукта	SLC3A2/CD98hc Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	4F2; CD98; MDU1; 4F2HC; 4T2HC; NACAE; CD98HC
Вид	Человек
ID гена (человек)	6520
ID гена	6520
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 461-630 человеческого SLC3A2/CD98hc (NP_002385.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P08195
Молекулярная масса белка	58 кДа
Доставка	С хладагентом