


Кроличья Поликлональная Антитело К Slc3A2/Cd98Hc Для ВБ, Иг-П, Ифа — P08195

Артикул: CM0027312



введение

Кроличья поликлональная антитела против SLC3A2/CD98hc, валидированная для ВБ, ИГ-П, ИФА. Реагирует с человеком, мышью, крысой. Выполняет функцию шаперона аминокислотных транспортеров, участвует в интегриновой сигнализации и проникновении вирусов в клетку.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано КД] Поликлональная кроличья антитела к SLC3A2/CD98hc
Примечания/Алиасы	4F2; CD98; MDU1; 4F2HC; 4T2HC; NACAE; CD98HC; SLC3A2/CD98hc
Вид	Человек
ID гена (человек)	6520
ID гена	6520
Иммуноген	Рекомбинантный сливанный белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 206-630 человеческого SLC3A2/CD98hc (NP_002385.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P08195
Молекулярная масса белка	58 кДа
Доставка	Ледяной пакет