


## Кроличье Поликлональное Антитело Против Slc40A1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Nr59

Артикул: CM0013742



### введение

Специфичное кроличье поликлональное антитело против SLC40A1 для Вестерн-блоттинга и ИФА. Детектирует ферропортин человека и мыши (Q9NP59), ключевой экспортер железа. Подходит для исследований в области ИВД и разработки анализов.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                                            |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | SLC40A1 Кроличье pAb                                                                                                                                |
| Примечания/Альтернативные названия | FPN; FPN1; HFE4; MTP1; IREG1; MST079; MSTP079; SLC11A3; SLC40A1                                                                                     |
| Вид                                | Человек                                                                                                                                             |
| GeneID (человек)                   | 30061                                                                                                                                               |
| GeneID                             | 30061                                                                                                                                               |
| Иммуноген                          | Синтетический пептид   Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 250-300 белка SLC40A1 человека (NP_055400.1). |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                                              |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                                                             |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг (WB), ИФА                                                                                                                          |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь                                                                                                                                       |
| SWISS                              | Q9NP59                                                                                                                                              |
| Молекулярная масса белка           | 63 кДа                                                                                                                                              |
| Доставка                           | В пакете со льдом                                                                                                                                   |