


Кроличья Поликлональная Антитела Против Slc40A1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Nr59

Артикул: CM0014173



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий белок SLC40A1 (ферропортин), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Показывают перекрестную реактивность с ферропортином человека и мыши. Подходят для исследований гомеостаза железа и гемохроматоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb против SLC40A1
Примечания / Альтернативные названия	FPN; FPN1; HFE4; MTP1; IREG1; MST079; MSTP079; SLC11A3; SLC40A1
Вид	Человек
GeneID (человек)	30061
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 200-270 человеческого белка SLC40A1 (NP_055400.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9NP59
Молекулярная масса белка	63 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом