

Поликлональные Антитела Против Slc44A1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q8Wwi5

Артикул: CM0017695



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого SLC44A1 (белок 1, подобный транспортеру холина). Валидированы для WB и ELISA, перекрестная реакция с мышью и крысой. Подходят для изучения транспорта холина и синтеза мембран.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SLC44A1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	CD92; CTL1; CDW92; CHTL1; CONATOC; SLC44A1
Вид	Человек
GeneID (человек)	23446
GeneID	23446
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 55-210 человеческого SLC44A1 (NP_536856.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8WWI5
Молекулярный вес белка	73кДа
Доставка	Сумка со льдом