

Кроличье Поликлональное Антитело Против Slc46A1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q96Nt5

Артикул: CM0030125

введение

Кроличье поликлональное антитело, полученное против N-концевой области человеческого белка SLC46A1 (PCFT/HCP1). Подходит для применения в Вестерн-блоттинге (WB) и иммуноферментном анализе (ELISA). Детектирует эндогенный SLC46A1 у человека, мыши и крысы. Для исследований транспорта фолатов и трафика гема.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против SLC46A1
Примечания/Альтернативные названия	G21; HCP1; PCFT; hPCFT; HsPCFT; SLC46A1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	113235
GeneID	113235
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-130 человеческого SLC46A1 (NP_001229295.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96NT5
Молекулярная масса белка	50 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом