


Антитело Кролика Против Slc47A1 (Mate1), Поликлональное, Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q96FL8

Артикул: CM0017336



введение

Поликлональное антитело кролика к человеческому SLC47A1/MATE1, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Распознает транспортный белок множественной лекарственной устойчивости MATE1 человека и крысы; идеально подходит для исследований транспорта лекарств, экскреции и токсикологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SLC47A1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	MATE1; SLC47A1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	55244
ID гена	55244
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 460-550 человеческого SLC47A1 (NP_060712.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q96FL8
Молекулярный вес белка	62 кДа
Доставка	В ледяном пакете