


Поликлональные Антитела Против Slc4A1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф (If-P), Ифа - P02730

Артикул: CM0019078



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные на белок транспорта анионов Band 3 (SLC4A1/AE1). Валидированы для применения в WB, IF-P и ELISA; перекрестно реагируют с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Идеально подходят для исследований мембраны эритроцитов, физиологии почек и механизмов инвазии малярии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SLC4A1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	DI; FR; SW; WD; WR; AE1; CHC; SAO; WD1; BND3; EPB3; SPH4; CD233; EMPB3; RTA1A; SLC4A1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6521
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-353 человеческого SLC4A1 (NP_000333.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P02730
Молекулярный вес белка	102 кДа
Доставка	В ледяном пакете