


Поликлональные Антитела Против Slc4A11 Для Wb, Elisa — Q8Nbs3

Артикул: CM0019644



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому SLC4A11 (NaBC1) для вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестная реакция с белком человека и мыши. Подходит для исследований транспорта бора, дистрофии роговицы и ионного гомеостаза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SLC4A11 кроличья поликлональная антитела
Примечания/алиасы	BTR1; CHED; CDPD1; CHED2; NABC1; dj794i6.2; SLC4A11
Вид	Человек
GeneID (человек)	83959
GeneID	83959
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-180 человеческого SLC4A11 (NP_001167560.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q8NBS3
Молекулярная масса белка	98 кДа
Доставка	Холодовая упаковка