

Поликлональные Антитела Против Slc4A2 Для Вб, Ифа - P04920

Артикул: CM0029277



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого белка анионного обмена 2 (SLC4A2/AE2). Валидированы для ВБ и ИФА, этот реагент детектирует хлорид/бикарбонатный антипортер с молекулярной массой 137 кДа, критически важный для функции остеокластов и регуляции внутриклеточного pH.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SLC4A2 кроличьи поликлональные антитела
Примечания/Алиасы	AE2; HKB3; BND3L; NBND3; EPB3L1; SLC4A2
Вид	Человек
ID гена (человек)	6522
ID гена	6522
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P04920
Молекулярная масса белка	137 кДа
Доставка	Холодильный пакет