

Антитела Кролика Против Slc4A4 / Nbc (Поликлональные) Для Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y6R1

Артикул: CM0029673



введение

Поликлональные антитела кролика против человеческого SLC4A4/NBC (электрогенный котранспортер натрий-бикарбонат 1), валидированные для WB, IF/ICC, ELISA; реагируют с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Идеально подходят для изучения ионного транспорта и регуляции pH.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	SLC4A4 / NBC Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	KNBC; NBC1; NBC2; pNBC; HNBC1; NBCe1; hhNMC; kNBC1; SLC4A5; NBCe1-A; SLC4A4 / NBC
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8671
GeneID	8671
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 978-1078 человеческого SLC4A4 / NBC (NP_001091954.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y6R1
Молекулярный вес белка	121 кДа
Доставка	Сумка со льдом