

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Slc4A5 Для Wb, Ihc-P, Elisa — Q9By07

Артикул: CM0016357

введение

Поликлональное кроличье антитело к SLC4A5, валидированное для WB, IHC-P и ELISA. Выявляет электрогенный котранспортер натрия и бикарбоната 4 (NBCe2) человека, мыши и крысы для исследований транспорта.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SLC4A5 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	NBC4; NBCe2; SLC4A5
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	57835
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1042-1121 человеческого SLC4A5 (NP_597812.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9BY07
Молекулярная масса белка	126 кДа
Условия транспортировки	Охлаждающий пакет