


Поликлональное Антитело Anti-Slc4A7 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) — Q9Y6M7

Артикул: CM0016002



введение

Кроличье поликлональное антитело CamelBio к SLC4A7 (WB, ELISA) выявляет SLC4A7 человека и мыши. Идеально подходит для изучения котранспорта бикарбоната натрия и регуляции pH в исследовательских целях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к SLC4A7
Примечания/синонимы	NBC2; NBC3; SBC2; NBCN1; SLC4A6; SLC4A7
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	9497
Идентификатор гена	9497
Иммуноген	Рекомбинантный белок; рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1151-1214 человеческого SLC4A7 (NP_003606.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q9Y6M7
Молекулярная масса белка	136 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом