


Антитело Кролика Против Slc4A8 (Поликлональное) Для Wb, Elisa - Q2Y0W8

Артикул: CM0018716



введение

Поликлональное антитело кролика, направленное против человеческого SLC4A8, подходящее для WB и ELISA. Перекрестная реакция с человеческим, мышинным и крысиным белками. Полезно для исследований регуляции pH и ионного транспорта.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SLC4A8 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	NBC3, NDCBE, SLC4A8
Вид	Человек
ID гена (Человек)	9498
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-90 человеческого SLC4A8 (NP_001035049.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q2Y0W8
Молекулярный вес белка	123кДа
Доставка	Сумка со льдом