

Поликлональные Кроличьи Антитела Против Slc5A1 Для Wb, Elisa - P13866

Артикул: CM0014893



введение

Поликлональные кроличьи антитела против SLC5A1, валидированные для WB и ELISA, специфически реагирующие с образцами человека. Идеально подходят для изучения натрий-зависимого переносчика глюкозы 1 в процессах всасывания глюкозы в кишечнике и репродуктивной биологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SLC5A1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	NAGT; SGLT1; SGLT-1; D22S675; SLC5A1
Вид	Человек
GeneID	6523
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 400-500 человеческого SLC5A1 (NP_000334.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P13866
Молекулярный вес белка	73кДа
Доставка	Сумка со льдом