

Кроличья Поликлональная Антитело Против Slc5A2 Для Wb, If, Ihc, Elisa — P31639

Артикул: CM0022832



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого SLC5A2 (SGLT2), валидированная для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции (IF), иммуногистохимии (IHC) и ИФА (ELISA). Обнаруживает эндогенный уровень белка в пробах человека, мыши и крысы, расчетная молекулярная масса составляет 73 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Название продукта	SLC5A2 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	SGLT2; SLC5A2
Вид	Человек
GeneID (человек)	6524
GeneID	6524
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 564–624 человеческого SLC5A2 (NP_003032.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P31639
Масса белка	73 кДа
Доставка	Холодильный пакет