

Поликлональные Антитела Против Slc5A3 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P53794

Артикул: CM0019021

введение

Кроличьи поликлональные антитела против SLC5A3, валидированные для WB и ELISA. Реагируют с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Подходят для изучения котранспорта натрия/мио-инозитола, осмотического стресса и регуляции ионных каналов. Предполагаемый молекулярный вес 80 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SLC5A3 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	BCW2; SMIT; SMIT1; SMIT2; SLC5A3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6526
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 535-695 человеческого SLC5A3 (NP_008864.4).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P53794
Молекулярный вес белка	80 кДа
Доставка	Сумка со льдом