

Поликлональные Антитела Против Slc5A5 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q92911

Артикул: CM0027400

введение

Кроличы поликлональные антитела, полученные против человеческого SLC5A5 (котранспортера натрия/йодида). Подходят для Вестерн-блоттинга и ИФА, обнаруживают человеческий, мышиный и крысиный NIS. Идеальны для исследований щитовидной железы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SLC5A5 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	NIS; TDH1; SLC5A5
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6528
ID гена	6528
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 544-643 человеческого SLC5A5 (NP_000444.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q92911
Молекулярный вес белка	69кДа
Доставка	Сумка со льдом