


Антитело Крол К Anti-Slc5A7 (Поликлональное) Для Wb, If-P, Elisa - Q9Gzv3

Артикул: CM0028400



введение

Поликлональное кроличье антитело к высокоаффинному транспортеру холина SLC5A7 (CHT1), валидированное для WB, IF-P, ELISA. Подходит для образцов человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований холинергических нейронов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SLC5A7 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	CHT; CHT1; CMS20; HMN7A; DHMNVP; SLC5A7
Вид	Человек
GeneID (Человек)	60482
GeneID	60482
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 503-580 человеческого SLC5A7 (NP_068587.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9GZV3
Молекулярный вес белка	63кДа
Доставка	Сумка со льдом