

Кроличыи Поликлональные Антитела К Slc5A9 Для Wb И Elisa - Q2M3M2

Артикул: CM0023368

введение

Кроличыи поликлональные антитела к SLC5A9, валидированные для методов WB и ELISA. Реагируют с SLC5A9/SGLT4 человека и мыши (74 кДа) — натрий-глюкозным котранспортером, участвующим в транспорте маннозы. Подходят для исследований ионного транспорта и метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к SLC5A9
Примечания/Синонимы	SGLT4; SLC5A9
Вид	Человек
GeneID (Человек)	200010
GeneID	200010
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 230-320 SLC5A9 человека (NP_001011547.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q2M3M2
Молекулярная масса белка	74 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом