


Поликлональные Антитела Против Slc6A1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P30531

Артикул: CM0018037



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого SLC6A1 (GAT1), полученные с использованием синтетического пептида в пределах аминокислот 500-599. Валидированы для WB и ELISA с перекрестной реактивностью к человеческому, мышинному и крысиному белкам. Идеальны для исследований в области нейронауки и транспортера ГАМК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SLC6A1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	MAE; GAT1; GABATR; hGAT-1; GABATHG; SLC6A1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6529
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 500-599 человеческого SLC6A1 (NP_003033.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P30531
Молекулярный вес белка	67кДа
Доставка	В ледяном пакете