

Поликлональные Антитела Против Slc6A14 Для Wb, Elisa - Q9Un76

Артикул: CM0015329

введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого SLC6A14, валидированные для WB и ELISA. Перекрестная реакция с мышью. Мишень — зависимый от натрия и хлорида транспортер нейтральных и основных аминокислот B(0+).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SLC6A14 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	BMIQ11; SLC6A14
Вид	Человек
ID гена (Человек)	11254
ID гена	11254
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 131-234 человеческого SLC6A14 (NP_009162.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9UN76
Молекулярный вес белка	72кДа
Доставка	Сумка со льдом