

Антитело Кролика Поликлональное Против Slc6A2 (Транспортера Норадреналина) Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P23975

Артикул: CM0012951



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого SLC6A2 (Транспортера норадреналина, NET), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с человеком, мышью и крысой. Рекомбинантный иммуноген. Подходит для исследований в нейронауках и изучения транспортеров.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к SLC6A2
Примечания/Альтернативные названия	NET; NAT1; NET1; SLC6A5; SLC6A2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6530
ID гена	6530
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 30-235 человеческого SLC6A2 (NP_478066.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P23975
Молекулярная масса белка	69 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом